



IMDM 基础培养基

一、基本信息	
细胞名称	IMDM 基础培养基
细胞编号	JN-CC2743
细胞品牌	纪宁生物
细胞规格	500ml
细胞形态	液体
产品货期	现货
细胞简介	IMDM 培养基(Iscoves Modified Dulbeccos Medium)适合细胞的快速增生和高密度培养, 包括 Jurkat、COS-7 和巨噬细胞。进一步的研究表明, IMDM 培养基也可以用于培养小鼠 B 淋巴细胞、骨髓造血组织、脂多糖刺激 B 细胞、T 淋巴细胞和多种杂交细胞
细胞培养视频	常见细胞的传代.mp4
储存条件	2°C-8°C, 避光储存
质量保障	经过严格的内毒素、渗透压、病原体和 pH 检验, 确保产品不含病菌、病毒以及支原体等
产品特性	IMDM 培养基中含有硒、额外的氨基酸和维生素、丙酸盐和 HEPES 缓冲剂, 并用硝酸钾替代了硝酸铁
有效期	12 个月
供应范围	仅限于科研实验使用, 不得用于其他用途



二、注意事项	
1	含 Earle's 盐和 L-谷氨酰胺，已补充碳酸氢钠，适合细胞培养
三、售后服务	
细胞予重发	<ol style="list-style-type: none"> 1.细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。 2.收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。 3.收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。 4.常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。 5.常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。 6.细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。
细胞不重发	<ol style="list-style-type: none"> 1.客户操作造成细胞污染，不重发。 2.客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。 3.非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。 4.细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。 5.细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。 6.收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。
四、特别说明	
<p>上海纪宁生物客户购买本公司的细胞过程中，有任何技术问题或实验问题，都可以拨打我们的免费服务电话 15800441226 / 021-54721350，我们随时给予技术中 / 实验中的免费解答。</p>	



纪宁实业
Jining Shiye

纪宁生物----您身边专业的细胞供应商