



HEK293-eGFP 活性检测报告

检测细胞:

HEK293-eGFP

实验仪器及耗材:

名称	来源
荧光显微镜	Motic
倒置显微镜	Motic
培养皿	Nest
移液器	Thermo

实验步骤:

A. 显微镜观察

1. 消化下细胞并计数，将之重悬为 1×10^6 /mL，铺 2mL 到新的六孔板中。
2. 待 24h 贴壁后，置于荧光显微镜下观察拍照。



检测结果:

荧光结果

